

**Provetta per criogenia Linear Barcoded****Thermo Scientific**

Provetta per criogenia con codice a barre - in materiale non citotossico - esente da DNasi e RNasi - per applicazioni in genomica - tappo in PP - fondo tondo - filettatura interna - stoccabile da condizioni refrigerate (+4 °C) fino a temperature criogeniche (vapor i di azoto liquido) - codice a barre stampato direttamente sulla provetta - codice nero su sfondo bianco: alto contrasto e leggibilità anche in condizioni di refrigerazione spinta - codice leggibile stampato sotto il codice a barre - stampa resistente a IPA, DMSO, ipoclorito di sodio al 5%, acido acetico al 10%, NaOH al 10% - disponibile in versioni non personalizzate o personalizzabile con un'ampia scelta tra tipi di codice, lunghezza e formato - marcata CE per lo stoccaggio di campioni diagnostici in Europa - adatta alla spedizione secondo norme IATA.



Code	Description	Packaging
FA9373530	cryotube con codice a barre - 1,8 mL	1800 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

