



Provette - accessori



Code	Description	Packaging
FA9374009	strumento per la selezione delle cryotube	1 pezzo
FA9374017	tappo - colore naturale - irraggiato	960 pezzi
FA9374018	tappo - verde	960 pezzi
FA9374019	tappo - rosso	960 pezzi
FA9374021	tappo - blu	960 pezzi
FA9377585	adattatore in nylon - per FA9376813	2 pezzi
FB4115360	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115342	100 pz.
FB4115366	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115348	100 pz.
FB4115368	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115346	100 pz.
FB4115370	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115350	100 pz.
FB4115372	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115352	100 pz.
FB4115374	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115354	100 pz.
FB4115376	tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115356	100 pz.
FB4780608	adattatore per alloggiare microprovette da 0,5 mL	1 pz.
FB4780720	inserto per tappi - bianco	500 pz.
FB4780721	inserto per tappi - blu	500 pz.
FB4780722	inserto per tappi - rosso	500 pz.
FB4780723	inserto per tappi - verde	500 pz.
FB4780724	inserto per tappi - giallo	500 pz.
FB4780740	tappo a vite bianco - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.



Code	Description	Packaging
FB4780741	tappo a vite blu - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780742	tappo a vite rosso - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780743	tappo a vite verde - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780744	tappo a vite giallo - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780770	tappo a vite c/blocco chiusura - trasparente - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780771	tappo a vite c/blocco chiusura - blu - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780772	tappo a vite c/blocco chiusura - verde - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780773	tappo a vite c/blocco chiusura - lilla - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780774	tappo a vite c/blocco chiusura - rosso - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780775	tappo a vite c/blocco chiusura - giallo - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

