

**Vetrini coprioggetto trattati per colture cellulari****Thermo Scientific**

Vetrini coprioggetto Thermanox - trattati per colture cellulari - uno dei lati ha una superficie idrofila che aumenta l'aderenza e la crescita delle cellule - sterili - disponibili in diverse forme e dimensioni - il rivestimento in poliestere è altamente resistente ai solventi e ha un basso contenuto di ossigeno - non si scheggiano quando si usano bisturi o microtomi - spessore 0,2 mm - autofluorescenti da 380 a 545 nm - sicuri e facili da maneggiare.



Code	Description	Packaging
FA9150067	vetrini coprioggetto - dim. 24x30 mm	500 pezzi
FA9174934	vetrini coprioggetto - dim. 10,5x22 mm - per Multidish da 8 pozzetti	500 pezzi
FA9174942	vetrini coprioggetto - dim. 22x66 mm - per Multidish da 4 pozzetti	500 pezzi
FA9174950	vetrini coprioggetto - diam. 13 mm - per Multidish da 24 pozzetti	500 pezzi
FA9174969	vetrini coprioggetto - diam. 15 mm	500 pezzi
FA9174977	vetrini coprioggetto - diam. 22 mm	500 pezzi
FA9174985	vetrini coprioggetto - diam. 25 mm - per Multidish da 6 pozzetti	500 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

