

**Puntali con filtro Finntip Flex****Thermo Scientific**

Puntali con filtro Finntip Flex - estremamente flessibili - adatti ad ogni tipo di pipetta - la loro flessibilità rende molto agevole sia l'inserzione sia l'espulsione del puntale dalla pipetta, diminuendo il rischio di RSI - sterili - esenti da DNA, DNasi, RNasi e endotossine - con filtro che elimina il rischio di contaminazione - ideali per applicazioni in PCR - forma più allungata e stretta rispetto allo standard: migliore dispensazione nelle microprovette - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - disponibili in volumi da 10 μ L a 1200 μ L - in rack sigillato sotto vuoto sterile - possibilità di scelta tra versioni, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Code	Description	Packaging
FL8456980	puntali c/filtro Flex - 0,2-10 µL - 3,3 cm - in rack - sterile	10 x 96 pezzi
FL8056970	puntali c/filtro Flex - 1-10 ml - extended - sterile	50
FL8456510	puntali c/filtro Flex - 1-30 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10 X 96 pz
FL8456810	puntali c/filtro Flex - 50-1200 µL - 8,7 cm - in rack - sterile	10x96 pz
FL8456710	puntali c/filtro Flex - 100-1000 µL - 8,7 cm - in rack - sterile	10x96 pz
FL8456580	puntali c/filtro Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - in rack - sterile	10x96 pz
FL8456520	puntali c/filtro Flex - 1-100 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10x96 pz
FL8456380	puntali c/filtro Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10x96 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

