

**Puntali senza filtro ClipTip****Thermo Scientific**

Puntali senza filtro ClipTip#. Tenuta garantita per ogni tipo di campione grazie alla tecnologia innovativa che garantisce perfetta tenuta su ogni canale, anche con minima pressione applicativa. Per micropipette F1-ClipTip.



Code	Description	Packaging
FL8410040	ClipTip 12.5 10x96/rack	10 x 96 pezzi
FL8410043	ClipTip 12.5 ST 10x96/rack	10 x 96 pezzi
FL8410810	ClipTip 1250 8x96/rack	8 x 96 pezzi
FL8410813	ClipTip 1250 8x96/rack ST	8 x 96 pezzi
FL8410817	ClipTip 1250 RL 8x96/insert	8 x 96 pezzi
FL8410818	ClipTip 1250 RL 8x96 ST	8 x 96 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

