

**Puntali senza filtro ClipTip#384****Thermo Scientific**

Puntali senza filtro ClipTip#384. Tenuta garantita per ogni tipo di campione grazie alla tecnologia innovativa che garantisce perfetta tenuta su ogni canale, anche con minima pressione applicativa. Per micropipette F1-ClipTip.



Code	Description	Packaging
FL8410050	ClipTip 384 12.5 10x384/rack	10 x 384 pezzi
FL8410053	ClipTip 384 12.5 10x384 ST	10 x 384 pezzi
FL8410100	ClipTip 384 30 10x384/rack	10 x 384 pezzi
FL8410103	ClipTip 384 30 10x384 ST	10 x 384 pezzi
FL8410150	ClipTip 384 125 10x384/rack	10 x 384 pezzi
FL8410153	ClipTip 384 125 10x384 ST	10 x 384 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

