

**Filtri a siringa PVDF, polivinilidene fluoruro****LLG Labware**

Filtri a siringa PVDF, polivinilidene fluoruro. Filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. Membrana idrofilica: per soluzioni acquose polari e leggermente non-polari. Potere legante con le proteine molto basso. Portate elevate ideali per utilizzo con macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua.



Code	Description	Packaging
LLG06285697	Filtri a siringa PVDF, sterile, Ø 13 mm, pori 0,20 µm	50 pz.
LLG06285698	Filtri a siringa PVDF, sterile, Ø 13 mm, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG07970258	Filtri a siringa PVDF, pori 0,20 µm, alloggiamento PP, Ø 13 mm	500 pz
LLG09055534	Filtri per siringa PVDF, pori 0,45 µm, alloggiamento PP, Ø 13 mm	500 pz
LLG06258299	Filtri a siringa PVDF, sterile, Ø25 mm, pori 0,20 µm, alloggiamento acrilico	50 pezzi
LLG06285702	Filtri a siringa PVDF, sterile, Ø25 mm, pori 0,45 µm, alloggiamento acrilico	50 pezzi
LLG07970286	Filtri a siringa PVDF, pori 0,45 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz
LLG07970387	Filtri a siringa OVDF, pori 0,20 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

