



Sfere di Macinazione per modelli PM 100 / 100 CM / 200 / 400

Retsch

Sfere di Macinazione per modelli PM 100 / 100 CM / 200 / 400.



Code	Description	Packaging
LLG09738380	Sfere per macinazione, in corindone sinterizzato, Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738381	Sfere per macinazione, in acciaio temprato Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738382	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738383	Sfere per macinazione, in agata, Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738384	Sfere per macinazione, in carburo di tungsteno, Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738400	Sfere di macinazione, Ø10mm, in nitruro di silicio	1 pz.
LLG09738419	Sfere per macinazione, in ossido di zirconio, Ø 10 mm	1 pz.
LLG09738425	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 2 mm, 500 g	0,5 kg
LLG09738427	Sfere per macinazione, in ossido di zirconio, Ø 2 mm, 500 g	1 pz.
LLG09738305	Sfere di macinazione, Ø20 mm, in nitruro di silicio	1 pz.
LLG09738385	Sfere per macinazione, in corindone sinterizzato, Ø 20 mm	1 pz.
LLG09738386	Sfere per macinazione, in acciaio temprato, Ø 20 mm	1 pz.
LLG09738387	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 20 mm	1 pz.
LLG09738388	Sfere per macinazione, in agata , Ø 20 mm	1 pz.
LLG09738389	Sfere per macinazione, in carburo di tungsteno, Ø 20 mm	1 pz.
LLG09738426	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 3 mm, 500 g	0,5 kg
LLG09738428	Sfere per macinazione, in ossido di zirconio, Ø 3 mm, 500 g	1 pz.
LLG09738304	Sfere di macinazione, Ø30 mm, in nitruro di silicio	1 pz.
LLG09738390	Sfere per macinazione, in corindone sinterizzato, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09738391	Sfere per macinazione, in acciaio temprato, Ø 30 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09738392	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09738393	Sfere per macinazione, in agata, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09738394	Sfere per macinazione, in carburo di tungsteno, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09738417	Sfere per macinazione, in ossido di zirconio, Ø 30 mm	1 pz.
LLG09738303	Sfere di macinazione, Ø40 mm, in nitruro di silicio	1 pz.
LLG09738395	Sfere per macinazione, in corindone sinterizzato, Ø 40 mm	1 pz.
LLG09738396	Sfere per macinazione, in acciaio temprato, Ø 40 mm	1 pz.
LLG09738397	Sfere per macinazione, in acciaio inox, Ø 40 mm	1 pz.
LLG09738398	Sfere per macinazione, in agata, Ø 40 mm	1 pz.
LLG09738399	Sfere per macinazione, in carburo di tungsteno, Ø 40 mm	1 pz.
LLG09738418	Sfere per macinazione, in ossido di zirconio, Ø 40 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

