

**Agitatore magnetico LLG-uniSTIRRER 1****LLG Labware**

Agitatore magnetico LLG-uniSTIRRER 1.

Agitatore magnetico a induzione **ultra-piatto** senza riscaldamento. La moderna tecnologia a bobina magnetica consiste solo di parti non in movimento e quindi garantisce assenza di usura.

Per una migliore miscelazione del campione è possibile cambiare la direzione di rotazione ogni 30 secondi.

- Motore induttivo al 100 % privo di usura e manutenzione.
- Display a LED per una precisa regolazione della velocità di rotazione.
- Velocità di rotazione regolata digitalmente.
- Direzione di agitazione modificabile.
- Elevata classe di protezione IP 65.
- Superficie in acciaio inossidabile.

La fornitura include: agitatore magnetico, cavo di alimentazione, adattatori per UK e universale.

Caratteristiche

- Posizioni agitanti: 1;
- Quantità agitabile (H₂O): 0,8 litri;
- Range velocità: 15 ... 1500 min⁻¹;
- Temperatura ambiente ammessa: 5 ... 40°C;
- Ancoretta magnetica: max. 25 mm;
- Display: LED;
- Piastra agitante: Ø 94 mm;
- Dimensioni (L x P x H): 110 x 155 x 12 mm;
- Peso: 0,5 kg;
- Alimentazione: 100 ... 230V, 50/60Hz;
- Grado di protezione: IP 65;
- Garanzia: 3 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06263420	Agitatore magnetico uniSTIRRER 1	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

