

**Refrigeranti tipo Liebig, coni smerigliati normalizzati, tubo DURAN®****Lenz**

Refrigeranti tipo Liebig, coni smerigliati normalizzati. Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12576 e in aggiunta allo standard DIN (*). Con cono NS e presa. Collegamento per acqua: con olive in vetro o filettatura GL14, con due olive in plastica filettate.



Code	Description	Packaging
LLG09012502	Refrigeranti Liebig Lungh. 160 mm 14/23 NS 14/23 NS Øest. 20 mm Øint. 12 mm	1 pz.
LLG09012501	Refrigeranti Liebig Lungh. 160 mm 19/26 NS 19/26 NS Øest. 24 mm Øint. 16 mm	1 pz.
LLG09012505	Refrigeranti Liebig Lungh. 250 mm 29/32 NS 29/32 NS Øest. 24 mm Øint. 16 mm	1 pz.
LLG09012506	Refrigeranti Liebig Lungh. 400 mm 29/32 NS 29/32 NS Øest. 24 mm Øint. 16 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

