

**Rack per provette di stoccaggio Matrix™ con Codice 2D, senza provette**

Migliorata conservazione dei campioni a basse temperature, compreso Azoto Liquido in fase vapore, utilizzando i racks con codice a barre Thermo Scientificä Matrixä. Questi Racks presentano un codice lineare, un codice a barre 2D e identificazione umana leggibile su tre lati del rack: il massimo in termini di monitoraggio del campione. Utilizzare in combinazione con provette Thermo Scientific 2D barcoded, lettori di codici a barre, arrayers e strumenti per capping. Stoccaggio in rack adatti per sistemi robot, ingombro-ANSI. Racks con codice a barre lineare, ID umano leggibile e codice a barre 2D per monitorare il campione finale a prescindere dal sistema di codice a barre. -I codici a barre del rack sono compatibili con il nostro range di lettori VisionMate. Il coperchio incernierato resta in posizione "aperts" sul rack durante il pipettaggio manuale per evitare contaminazioni nel caso il coperchio appoggi sul banco. I racks chiusi in formato ANSI massimizzano lo spazio di stoccaggio e sono compatibili con le pipette manuali multicanale o con strumenti automatici per liquid handling. Il coperchio del rack può essere aperto con sistemi robotizzati per accesso alla provetta in applicazioni ad elevata movimentazione.



Code	Description	Packaging
LLG04658307	Rack con coperchio incernierato, per prov. Matrix con Tappo a vite da 0.5ml	5 pz.
LLG04658305	Rack con coperchio incernierato, per prov. Matrix con Codice 2D da 0.5 ml	10 pz.
LLG04658306	Rack con coperchio incernierato, per prov. Matrix da 0.5 ml con DuraSeal	10 pz.
LLG04658303	Rack con coperchio incernierato, per prov. Matrix con Codice 2D da 0.75 ml	10 pz.
LLG04658304	Rack con coperchio incernierato, per prov. Matrix con Tappo a vite da 1 ml	5 pz.
LLG04658428	Rack c/coperchio incern., codice a barre 2D, per prov.c/Tappo vite da 0.5ml	5 pz.
LLG04658429	Rack c/coperchio incern., codice a barre 2D, per prov. da 0.5 ml	10 pz.
LLG04658427	Rack c/coperchio incern., codice a barre 2D, per prov.con Tappo vite 1ml	5 pz.
LLG04658302	Rack standard, per provette Matrix con Codice 2D da 1.4 ml	10 pz.
LLG06264630	Rack con coperchio incernierato, per provette da 1.4 ml	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

