

**Capsule di Petri, PFA****Saint Gobain**

Capsule di Petri, PFA. La superficie antiaderente, chimicamente inerte delle capsule petri in PFA è non-contaminante e ideale per applicazioni biologiche ad elevata purezza nel range di temperatura da -200°C a 260°C. Ogni capsula di petri è poco profonda, cilindrica e traslucida, con un fondo piatto che consente una facile osservazione e una crescita uniforme del campione. Ideale per colture cellulari o applicazioni di essiccazione. Il design un-pezzo impilabile non richiede un coperchio separato. Può essere autoclavata per usi ripetuti. Superficie inerte. Antiaderente. Nessun legame con le proteine. Trasparente. Fondo piatto uniforme.



Code	Description	Packaging
LLG06267437	Capsule di Petri, PFA, 100ml, Øest.100x15 h mm, Attenzione! Ordine minimo 3 pz e multipli di 3 pz	1 pz
LLG06267436	Capsule di Petri, PFA, 20ml, Øest.50x10 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

