




Reattori in vetro

Reattori in vetro. Flangia con scanalatura conforme alle norme DIN 12214. Corpo reattore con mantello per termostatazione, con valvola di scarico tipo T da 10 mm in PTFE. Forma A = cilindrica B = bassa



Code	Description	Packaging
LLG09142049	Reattori 6 L, DN 150mm, Forma B , Ø est. 250mm, Ø Flangia 184mm, h 360mm	1 pz.
LLG09142040	Reattori 1 L, DN 120mm, Forma A , Ø est. 160mm, Ø Flangia 158mm, h 210mm	1 pz.
LLG09142048	Reattori 6 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 450mm	1 pz.
LLG09142039	Reattori 1000ml, DN 100mm, Forma A , Øest. 140mm, Ø Flangia 138mm, h 230mm	1 pz.
LLG09142050	Reattori 1 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 675mm	1 pz.
LLG09142041	Reattori 2 L, DN 120mm, Forma A , Ø est. 160mm, Ø Flangia 158mm, h 300mm	1 pz.
LLG09142043	Reattori 2 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 230mm	1 pz.
LLG09142037	Reattori 250ml, DN 100mm, Forma A , Øest. 140mm, Ø Flangia 138mm, h 140mm	1 pz.
LLG09142042	Reattori 3 L, DN 120mm, Forma A , Ø est. 160mm, Ø Flangia 158mm, h 390mm	1 pz.
LLG09142045	Reattori 3 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 295mm	1 pz.
LLG09142046	Reattori 4 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 355mm	1 pz.
LLG09142038	Reattori 500ml, DN 100mm, Forma A , Øest. 140mm, Ø Flangia 138mm, h 165mm	1 pz.
LLG09142047	Reattori 5 L, DN 150mm, Forma A , Ø est. 200mm, Ø Flangia 184mm, h 400mm	1 pz.
LLG09142051	Reattori 10 L, DN 150mm, Forma B , Ø est. 300mm, Ø Flangia 184mm, h 450mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

