

**Cilindri graduati, PFA****Saint Gobain**

Cilindri graduati, PFA. Questi cilindri graduati offrono tutti i vantaggi del fluoropolimero inerte antiaderente. Il PFA resiste a temperature da -196°C a 260°C ed ha il minor contenuto di ioni metallici. Come risultato, i cilindri Chemware® sono eccellenti per analisi di metalli in tracce. Graduazioni di facile lettura. Becco senza gocciolamenti, per facile versamento. Ampia base per ottima stabilità.



| Code        | Description                                      | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| LLG06267450 | Cilindro graduato, PFA, 10ml, altezza 118,5 mm   | 1 pz.     |
| LLG06267453 | Cilindro graduato, PFA, 100ml, altezza 231,8 mm  | 1 pz.     |
| LLG06267457 | Cilindro graduato, PFA, 1000ml, altezza 316,7 mm | 1 pz.     |
| LLG06267454 | Cilindro graduato, PFA, 200ml, altezza 281,8 mm  | 1 pz.     |
| LLG06267451 | Cilindro graduato, PFA, 30ml, altezza 165,9 mm   | 1 pz.     |
| LLG06267455 | Cilindro graduato, PFA, 300ml, altezza 295,3 mm  | 1 pz.     |
| LLG06267452 | Cilindro graduato, PFA, 50ml, altezza 216,7 mm   | 1 pz.     |
| LLG06267456 | Cilindro graduato, PFA, 500ml, altezza 352,4 mm  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

