


**Barattoli, PFA****Saint Gobain**

Barattoli, PFA. I barattoli in PFA conservano soluzioni, paste e materiali sfusi senza problemi di percolazione, contaminazione o evaporazione. Sono resistenti a liquidi corrosivi, acidi, solventi, reagenti sensibili e soluzioni di colorazione. I barattoli in PFA hanno una larga bocca per facile accesso ed una superficie anti-aderente per facile pulizia. E' presente un'area di scrittura sul lato del barattolo. Questi barattoli, impilabili, hanno una testa zigrinata per presa sicura, che ne facilita l'apertura e la chiusura. Chimicamente resistenti. Ultra-puri. Resistenti al calore ed utilizzabili a temperature criogeniche. Guarnizione interna secondaria studiata per sicurezza ed integrità. Ideali per conservare campioni di digestione.



Code	Description	Packaging
LLG06267473	Contenitori, PFA, 1000ml, Øcollo 106,7x150 h mm	1 pz.
LLG06267469	Contenitori, PFA, 120ml, Øcollo 66x53,2 h mm	1 pz.
LLG06267474	Contenitori, PFA, 2000ml, Øcollo 104,1x269,1 h mm	1 pz.
LLG06267470	Contenitori, PFA, 240ml, Øcollo 66,8x96,8 h mm	1 pz.
LLG06267471	Contenitori, PFA, 360ml, Øcollo 84,4x90,6 h mm	1 pz.
LLG06267472	Contenitori, PFA, 480ml, Øcollo 65,2x94,3 h mm	1 pz.
LLG06267468	Contenitori, PFA, 60ml, Øcollo 50,8x46,8 h mm, Attenzione! Ordine minimo 15 pz o multipli di 15 pz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

