

**Sacchetti per campionamento, FEP****Saint Gobain**

Sacchetti per campionamento, FEP Prodotti da film di fluoropolimero FEP 5 mil, questi robusti e flessibili sacchetti sono sigillati a caldo su tutti e 4 i lati per completa resistenza chimica ed utilizzo senza perdite. Sono inerti a molti prodotti chimici e hanno bassa permeabilità, che limita la perdita di campione. Disponibili con valvola on/off nichelata o in ottone che accetta tubi flessibili con diam. interno di 6.4 mm o con setto PTFE/silicone con alloggiamento in polipropilene, per uso con ago ipodermico. Questi sacchetti in FEP sono di facile utilizzo. Possono essere conservati per un periodo illimitato prima dell'uso. Le applicazioni includono analisi di campioni di gas, estrazione di campioni di aria da camini di scarico, monitoraggio qualità dell'aria o calibrazione di strumenti nei campi. I sacchetti sono confezionati individualmente.

- Chimicamente resistenti
- Flessibili
- Non contaminano il campione



Code	Description	Packaging
LLG06267485	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 0,5 L, connessione on/off, 150x150mm	1 pz.
LLG06267488	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 0,5 L, setto, 150x150mm	1 pz.
LLG06267484	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 1,2 L, connessione on/off, 150x250mm	1 pz.
LLG06267489	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 1,2 L, setto, 150x250mm	1 pz.
LLG06267486	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 4,7 L, connessione on/off, 300x300mm	1 pz.
LLG06267490	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 4,7 L, setto, 300x300mm	1 pz.
LLG06267487	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 50 L, connessione on/off, 600x900mm	1 pz.
LLG06267491	Sacchetto per campionamento gas, FEP, 50 L, setto, 600x900mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

