

**Sacchetti per campionamento, PVF****Saint Gobain**

Sacchetti per campionamento, PVDF I sacchetti per gas Chemware® riutilizzabili prodotti in film fluoropolimero PVDF 2 mil (50 µm), offrono un'alternativa economica per analisi di gas non corrosivi. Cuciture durature, sigillate a caldo che assicurano assenza di perdite. Disponibili con valvola on/off nichelata o in ottone che accetta tubi flessibili con diam. int. 6.4 mm oppure un setto PTFE/silicone in un alloggiamento di polipropilene per uso con ago ipodermico. Le possibili applicazioni includono campionamento di monossido di carbonio, biossido di zolfo, idrogeno solforato, radon e mercaptani. I sacchetti sono confezionati singolarmente. Quando utilizzati per campioni liquidi, i sacchetti devono venir supportati da un vassoio. Nessuna pressione nominale. Sono disponibili a richiesta tipi e misure personalizzate.

- Flessibili
- Non contaminano il campione
- Scelta del tipo di raccordo: on/off o setto
- Per uso in treni di campionamento gas
- Per contenimento campioni gas o liquidi



Code	Description	Packaging
LLG06267492	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 0,3 L, connessione on/off, 150x150mm	1 pz.
LLG06267498	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 0,3 L, setto, 150x150mm	1 pz.
LLG06267493	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 1,6 L, connessione on/off, 230x230mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 9 pz o multipli di 9 pz	1 pz.
LLG06267600	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 1,6 L, setto, 300x300mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz.
LLG06267496	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 20,3 L, connessione on/off, 460x460mm	1 pz.
LLG06267602	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 20,3 L, setto, 460x460mm	1 pz.
LLG06267494	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 3,8 L, connessione on/off, 300x300mm	1 pz.
LLG06267499	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 3,8 L, setto, 230x230mm	1 pz.
LLG06267497	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 37,7 L, connessione on/off, 600x600mm	1 pz.
LLG06267603	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 37,7 L, setto, 600x600mm	1 pz.
LLG06267495	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 8,1 L, connessione on/off, 380x380mm	1 pz.
LLG06267601	Sacchetto per campionamento gas, PVF, 8,1 L, setto, 380x380mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



