




Refrigeranti, secondo Allihn, giunti in vetro smerigliati, olive PP, tubo DURAN®

Lenz

Refrigeranti, secondo Allihn, giunti in vetro smerigliati, olive PP, tubo DURAN®. Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12581. Per condensazione vapori. Bolle ovali. Con coni smerigliati normalizzati, collegamenti all'acqua GL 14, con due olive in plastica filettate.



Code	Description	Packaging
LLG06251366	Refrigeranti Allihn Lungh. 250 mm, Cono 14/23 NS, Cono 14/23 NS, Bolle 5	1 pz.
LLG09012511	Refrigeranti Allihn Lungh. 160 mm, Cono 14/23 NS, Cono 14/23 NS, Bolle 4	1 pz.
LLG06236022	Refrigeranti Allihn Lungh. 250 mm, Cono 19/26 NS, Cono 19/26 NS, Bolle 5	1 pz.
LLG09012516	Refrigeranti Allihn Lungh. 160 mm, Cono 19/26 NS, Cono 19/26 NS, Bolle 4	1 pz.
LLG09012515	Refrigeranti Allihn Lungh. 400 mm, Cono 29/32 NS, Cono 29/32 NS, Bolle 8	1 pz.
LLG09012517	Refrigeranti Allihn Lungh. 250 mm, Cono 29/32 NS, Cono 29/32 NS, Bolle 5	1 pz.
LLG09012518	Refrigeranti Allihn Lungh. 160 mm, Cono 29/32 NS, Cono 29/32 NS, Bolle 4	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

