

**Mulino universale M20****IKA**

Mulino universale M20. Mulino adatto per macinazione a secco di sostanze dure e fragili.

- Camera di macinazione a doppia parete che può essere raffreddata con acqua attraverso due adattatori per tubi
- Camera di macinazione removibile, facile da pulire
- Si possono utilizzare alternativamente due camere di macinazione con solo un motor
- Lama M 21 inclusa nella fornitura



Code	Description	Packaging
LLG04007942	Mulino universale M20 tipo UK	1 pz.
LLG09737828	Mulino universale M20	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

