

**Mulino a mortaio PULVERISETTE 2****Fritsch**

Mulino a mortaio PULVERISETTE 2. Ideale per macinazione fine universale di campioni da duri-fragili a molli, a secco o in sospensione, così come per preparazione ed omogenizzazione di paste e creme in laboratorio. Il PULVERISETTE 2 è uno strumento essenziale nei laboratori chimico / farmaceutici ed anche in laboratori di lavorazione alimenti. Il mulino a mortaio è facile da pulire e assicura risultati di macinazione precisi e riproducibili, grazie alla regolazione precisa e alla lettura della pressione del pestello. Anche lavorare con azoto liquido per raffreddamento / infragilimento, non è un problema.

Dim.max. di alimentazione: 8 mm

Capacità di carico max.: fino a 190 mL

Granulometria finale: da 10 a 20  $\mu$ m

Alimentazione: 100-120 / 200-240V 1ph , 50-60Hz, 250W

Dimensioni (L x P x H): 310 x 460 x 410 mm

Peso netto: 24 kg



Code	Description	Packaging
LLG09738200	Molino a mortaio "pulverisette 2"	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

