

**Mulino a mortaio PULVERISETTE 2****Fritsch**

Mulino a mortaio PULVERISETTE 2. Ideale per macinazione fine universale di campioni da duri-fragili a molli, a secco o in sospensione, così come per preparazione ed omogenizzazione di paste e creme in laboratorio. Il PULVERISETTE 2 è uno strumento essenziale nei laboratori chimico / farmaceutici ed anche in laboratori di lavorazione alimenti. Il mulino a mortaio è facile da pulire e assicura risultati di macinazione precisi e riproducibili, grazie alla regolazione precisa e alla lettura della pressione del pestello. Anche lavorare con azoto liquido per raffreddamento / infragilimento, non è un problema.

Dim.max. di alimentazione: 8 mm

Capacità di carico max.: fino a 190 mL

Granulometria finale: da 10 a 20 µm

Alimentazione: 100-120 / 200-240V 1ph , 50-60Hz, 250W

Dimensioni (L x P x H): 310 x 460 x 410 mm

Peso netto: 24 kg



Code	Description	Packaging
LLG09738200	Mulino a mortaio "pulverisette 2"	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

