



Accessori per mulino rotativo a velocità variabile PULVERISETTE 14 classic line

Fritsch

Accessori per mulino rotativo a velocità variabile PULVERISETTE 14 classic line. acciaio inossidabile



Code	Description	Packaging
LLG09738278	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 1,50 mm	1 pz.
LLG09738279	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 2,00 mm	1 pz.
LLG09738285	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,75 mm	1 pz.
LLG09738286	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,08 mm	1 pz.
LLG09738287	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,12 mm	1 pz.
LLG09738288	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,20 mm	1 pz.
LLG09738289	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 0,50 mm	1 pz.
LLG09738290	Setaccio anulare con fori trapezoidali da 1,00 mm	1 pz.
LLG09738291	Setaccio anulare con fori circolari da 1,00 mm	1 pz.
LLG09738292	Setaccio anulare con fori circolari da 2,00 mm	1 pz.
LLG09738293	Setaccio anulare con fori circolari da 4,00 mm	1 pz.
LLG09738294	Setaccio anulare con fori circolari da 6,00 mm	1 pz.
LLG09738282	Rotore a martello con 8 scanalature	1 pz.
LLG09738283	Rotore a martello con 12 scanalature	1 pz.
LLG09738284	Rotore a martello con 24 scanalature	1 pz.
LLG09738298	Stativo per dosatore LABORETTE 24	1 pz.
LLG09738299	Dosatore a vibrazione LABORETTE 24 per alimentazione continua	1 pz.
LLG09738329	Kit di conversione per grosse quantità	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

