


**Sfere, PTFE****Saint Gobain**

Sfere, PTFE. Le sfere in PTFE minimizzano gli urti durante l'ebollizione. Sono inerti e possono essere utilizzate fino a 288°C. La confezione contiene 100 sfere. Per confezionamento colonne e letti misti. Resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici. Non-contaminanti.



Code	Description	Packaging
LLG09012453	Sfere per ebollizione, PTFE, Ø 3mm	100 pz.
LLG09012456	Sfere per ebollizione, PTFE, Ø 6mm	100 pz.
LLG09012459	Sfere per ebollizione, PTFE, Ø 9mm	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

