


**Protettore per banchi Bytac®****Saint Gobain**

Protettore per banchi Bytac®. Il protettore per banchi Bytac® è un film FEP con il retro in vinile o alluminio. Inerte verso la maggior parte dei prodotti chimici. Anti-aderente: facile da pulire. Usato per ricoprire il piano di lavoro dei banchi e delle cappe per fumi. Contrasta la superficie di lavoro per vedere i cambi di colore durante le titolazioni. Protegge le superfici contro l'assorbimento di prodotti chimici radioattivi. Il retro-supporto in vinile è raccomandato per tutte le applicazioni fino a 93°C. Il foglio di supporto in alluminio è resistente ad alte temperature, fino a 182°C, fino ad un'ora.



Code	Description	Packaging
LLG06225629	Protettore per banchi BYTAC, largh. 320 mm, lungh. 4,6 m, FEP/alluminio	4.60 pz.
LLG06267463	Protettore per banchi BYTAC, largh. 50 mm, lungh. 33 m, FEP/alluminio	1 pz.
LLG09106310	Protettore per banchi BYTAC, largh. 635 mm, lungh. 4,6 m, FEP/alluminio, Attenzione! Ordine minimo 6 pz o multipli di 6 pz	1 pz
LLG06267458	Protettore per banchi BYTAC, largh. 320 mm, lungh. 4,6 m, FEP/vinile ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	4.60 pz.
LLG06267460	Protettore per banchi BYTAC, largh. 50 mm, lungh. 33 m, FEP/vinile	1 pz.
LLG06267461	Protettore per banchi BYTAC, largh. 25 mm, lungh. 33 m, FEP/vinile	1 pz.
LLG09106300	Protettore per banchi BYTAC, largh. 635 mm, lungh. 4,6 m, FEP/vinile	1 PZ
LLG06267459	Protettore per banchi BYTAC, largh. 100 mm, lungh. 33 m, FEP/vinile	1 pz.
LLG06267462	Protettore per banchi BYTAC, largh. 100 mm, lungh. 33 m, FEP/alluminio	1 pz.
LLG06267464	Protettore per banchi BYTAC, largh. 25 mm, lungh. 33 m, FEP/alluminio	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

