



Camere di macinazione per PULVERISETTE 5 / 6 classic line

Fritsch

Camere di macinazione per PULVERISETTE 5 / 6 classic line .



Code	Description	Packaging
LLG09738315	Camera macinazione per Pulverisette 5 e Pulverisette 6	1 pz.
LLG09738515	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in acciaio, 80 ml	1 pz.
LLG09738525	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in acciaio temperato, 250 ml	1 pz.
LLG09738535	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in acciaio temperato, 500 ml	1 pz.
LLG09738514	Bicchieri per macinazione per Pulverisette 5 e Pulverisette 6	1 pz.
LLG09738524	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in carburo di tungsteno**, 250 ml	1 pz.
LLG09738512	Bicchieri per macinazione per Pulverisette 5 e Pulverisette 6	1 pz.
LLG09738522	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in corindone sinterizzato, 250 ml	1 pz.
LLG09738532	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in corindone sinterizzato, 500 ml	1 pz.
LLG09738518	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in ossido di zirconio, 80* ml	1 pz.
LLG09738528	Camera macinazione per Pulverisette 5/6, in ossido di zirconio, 250 ml	1 pz.
LLG09738538	Camera di macinazione per Pulverisette 5/6, in ossido di zirconio, 500 ml	1 pz.

