

**Sedia da laboratorio girevole Isitec****Bimos**

Sedia da laboratorio girevole Isitec. La seduta e lo schienale sono imbottiti in schiuma sigillata SoftTouch, materiale che può essere disinfettato e facile da pulire. Nonostante l'approccio minimalista di Isitec Laboratorys, la sedia è ben equipaggiata ed è una soluzione ad un ottimo costo per applicazioni da laboratorio. Base a cinque raggi in plastica dura, in opzione in acciaio. Struttura di colore nero. Funzioni: regolazione altezza seduta, regolazione altezza schienale, regolazione inclinazione dello schienale.



Code	Description	Packaging
LLG09733680	Sedia girevole con sedile imbottito, con piattaforma, h seduta 430-600 mm	1 pz
LLG09733681	Sedia girevole con sedile imbottito, con ruote, h seduta 430-600 mm	1 pz
LLG09733682	Sedia girevole c/sedile imbott., piatt., base ad anello, h seduta 580-850mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

