

**Elettrodo pH Eutech, non ricaricabile**Thermo Elect.LED GmbH
(Eutech)

Elettrodo pH Eutech™, non ricaricabile, con corpo in plastica per uso generico.
Adatto a tutti i pH metri con connettore di ingresso BNC.

Caratteristiche

- Range temperatura: 0 ... 80 °C;
- Range pH: 0 ... 13;
- Sensore temperatura: no;
- Lungh.x diam.: 90 x 12 mm;
- Elettrolita: elettrolita di riferimento;
- Diaframma: spillo HDPE poroso.



Code	Description	Packaging
LLG07630281	Elettrodo pH, in plastica, doppia giunzione, in gel, 12x110mm, BNC, cavo 1m	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

