

**Sovrascarpe monouso Tyvek IsoClean, sterili****DuPont de Nemours**

Sovrascarpe monouso Tyvek® IsoClean®, sterili. Sovrascarpe DuPont Tyvek® IsoClean® modello IC 458 B WH CS. Sovrascarpe sterili disponibili in bianco. Lacci di fissaggio. Elastici tunnellizzati alle caviglie e soles anti-slittamento. Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un filato di polietilene ad alta densità, che fornisce un equilibrio ideale tra protezione, durata e comfort. Il Tyvek è permeabile sia all'aria che al vapore acqueo, ma impermeabile ai liquidi a base di acqua e aerosol. Esso offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre (dimensioni al di sotto di 1 micron) ed è a bassissimo sfilacciamento. Senza aggiunta di silicone.

Gli indumenti e gli accessori in Tyvek® IsoClean® vengono utilizzati nell'industria biotecnologica, farmaceutica, per produzione di dispositivi medici ed elettronici, così come in altri ambienti critici o controllati.

- Questi accessori non sono certificati CE come indumenti chimicamente protettivi
- Puliti e sterilizzati a raggi gamma
- Adatti per uso in camera bianca classe ISO 5 e maggiore
- Livello di garanzia di sterilità (SAL) di 10⁻⁶
- Cuciture legate: le strette cuciture sono ricoperte con tessuto per rinforzarne la protezione e ridurre la potenziale penetrazione di liquidi e particelle
 - Piena tracciabilità di tutti i capi sterilizzati con certificato di sterilità disponibile
- Scatola da 100 x 2 paia, confezionate singolarmente per paio



Code	Description	Packaging
LLG06276190	Sovrascarpe monouso Tyvek® IsoClean® , sterili, XL, Colore bianco	100 pz
LLG09390073	Sovrascarpe Tyvek IsoClean, taglia S	100 paia
LLG09390074	Sovrascarpe Tyvek IsoClean, taglia M	100 paia
LLG09390075	Sovrascarpe Tyvek IsoClean, taglia XL	100 paia



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

