



Mini Incubatore uniNCU 20 e agitatore basculante uniSHAKER 2

LLG Labware

Mini Incubatore uniNCU 20 e agitatore basculante uniSHAKER 2 (solo agitatore codice LLG06263640).

L'incubatore digitale portatile uniNCU 20 è ideale per applicazioni ematologiche e microbiologiche, come la coltura di piastre a contatto per analisi igieniche microbiologiche. Grazie all'ingombro e al prezzo ridotti, è anche l'incubatore perfetto per istituzioni scolastiche e piccoli laboratori. L'incubatore uniNCU 20 presenta una larga camera interna con una capacità di 20 litri, in grado di conservare fiasche e bottiglie fino a 2 litri. Inoltre, l'incubatore include due ripiani regolabili/removibili per aumentare la capacità, oltre ad una presa elettrica. Il controllo digitale della temperatura elimina le necessità di un termometro esterno e di continue regolazioni finì richieste da un controllo analogico. E' possibile ordinare a parte un mini agitatore basculante, che può essere posizionato all'interno della camera.

Agitatore a rotazione uniSHAKER 2: agitatore multifunzione con tappetino antiscivolo, perfetto per agitare sangue, senza formazione di schiuma, in provette da centrifuga. Adatto per varie provette e piastre.

Caratteristiche uniNCU 20:

range temperatura da 1°C sopra ambiente a 60°C,
accuratezza $\pm 0,5^\circ\text{C}$,
uniformità temperatura: $\pm 1,5^\circ\text{C}$,
capacità: 20 litri,
dimensioni esterne (L x P x H): 335 x 370 x 475 mm,
dimensioni interne (L x P x H): 260 x 235 x 325 mm,
peso: 6,5 kg,
alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz,
garanzia: 3 anni.

Caratteristiche uniSHAKER 2:

angolo di rotazione: 20°,
velocità fissa 20 rpm,
carico max.: 1,6 kg,
dimensioni piattaforma (L x P): 152,5 x 202,5 mm,
garanzia: 3 anni.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06280597 | Incubatore uniINCU 20 + agitatore uniSHAKER 2 Special Set | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

