

**Filtri Siringa GF, fibra di Vetro****LLG Labware**

Filtri per siringa GF, fibra di vetro. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande.

- Esterno iniettato in polipropilene o MABS
- Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni
- Pre-sterilizzati o non sterili
- Prodotti sterili in robusti blister individuali
- Superiore stabilità alla pressione

Membrana idrofilica adatta per pre-filtrazione. Possono essere usati per soluzioni con alto carico di particolato o per soluzioni altamente viscosi (campioni di terreno, brodi di fermentazione) da soli o in combinazione con altri filtri.



Code	Description	Packaging
LLG09055550	Filtri per siringa GF, pori 0,70 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz
LLG09055551	Filtri per siringa GF, pori 1,00 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz
LLG09055552	Filtri per siringa GF, pori 1,20 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz
LLG09055553	Filtri per siringa GF, pori 3,10 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

