



Agitatori ad asta MICROSTAR control

Agitatori ad asta MICROSTAR control. Potenti agitatori ad asta con un design compatto per applicazioni speciali.

- Robusto display in vetro per massima visibilità e resistenza chimica
- Interfaccia USB, per documentazione dei parametri o per installare aggiornamenti
- Interfaccia Bluetooth
- Facile collegamento alabworldsoft®
- Misura della temperatura direttamente nel campione con sensore temperatura PT1000
- Lettura della temperatura sul display
- Alloggiamento chimicamente resistente
- Velocità regolabile in continuo
- Regolatore di velocità controllato da microprocessore per velocità di rotazione costante, anche in caso di variazioni della viscosità
- Funzione di blocco dei tasti
- Timer integrato
- 10 anni di garanzia

La fornitura include:

Agitatore meccanico con sensore di temperatura PT1000

Caratteristiche

7.5 control // 15 control // 30 control

Quantità max. agitabile (H₂O): 5 litri // 10 litri // 20 litri

Viscosità max.: 4000 mPa·s // 8000 mPa·s // 20000 mPa·s

Potenza motore ingresso/uscita: 32 W / 22 W

Range velocità: da 0/30 a 2000 rpm // da 0/30 a 1000 rpm // da 0/30 a 500 rpm

Range temperatura min. / max.: da -10 a 350 °C

Accuratezza temperatura: ±0,5 K

Momento torcente max.: 7,5 Ncm // 15 Ncm // 30 Ncm

Display: LCD

Range mandrino: da 0,5 a 8 mm

Dimensioni (L x P x H): 60 x 136 x 173 mm

Peso: 1,18 kg // 1,26 kg // 1,26 kg

Classe di protezione DIN EN 60529: IP 54



Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG06272998	Agitatori ad asta MICROSTAR 15 control	1 pz.
LLG06310244	Agitatori ad asta MICROSTAR 30 control	1 pz.
LLG06310242	Agitatori ad asta MICROSTAR 7.5 control	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

