




Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione

Lenz

Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione. In vetro borosilicato 3.3. Forma cilindrica, con equilibratore di pressione. Tubo di scarico con raccordo conico normalizzato NS e tappo PE, cavo con dispositivo di ritenzione. Con graduazioni per lettura del volume approssimativo. Due tipi disponibili: con rubinetto in vetro o con rubinetto in PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG06072172	Imbuti gocciolatori, 25 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG06223427	Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG06900312	Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012751	Imbuti gocciolatori, 25 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012752	Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012753	Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012755	Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09012756	Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012767	Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012768	Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 29/32 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012757	Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 14/23 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012764	Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 29/32 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012765	Imbuti gocciolatori, 500 ml, NS 29/32 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG09012769	Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 29/32, Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012770	Imbuti gocciolatori, 500 ml, NS 29/32, Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro	1 pz.
LLG09012766	Imbuti gocciolatori, 1000 ml, NS 29/32, Ø Foro 6,0 mm, Rubinetto PTFE	1 pz.
LLG07601147	Imbuti gocciolatori, 1000 ml, NS 29/32, Ø Foro 6,0 mm, Rubinetto vetro	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

