




## Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione

Lenz

Imbuti gocciolatori, cilindrici, con tubo di equalizzazione della pressione. In vetro borosilicato 3.3. Forma cilindrica, con equilibratore di pressione. Tubo di scarico con raccordo conico normalizzato NS e tappo PE, cavo con dispositivo di ritenzione. Con graduazioni per lettura del volume approssimativo. Due tipi disponibili: con rubinetto in vetro o con rubinetto in PTFE.



| Code        | Description                                                                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06072172 | Imbuti gocciolatori, 25 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz  | 1 pz.     |
| LLG06223427 | Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE                                                      | 1 pz.     |
| LLG06900312 | Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE                                                     | 1 pz.     |
| LLG09012751 | Imbuti gocciolatori, 25 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE                                                      | 1 pz.     |
| LLG09012752 | Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE                                                     | 1 pz.     |
| LLG09012753 | Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto PTFE                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012755 | Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 14/23 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro, ATTENZIONE! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz | 1 pz.     |
| LLG09012756 | Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 14/23, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012767 | Imbuti gocciolatori, 50 ml, NS 29/32, Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro                                                     | 1 pz.     |
| LLG09012768 | Imbuti gocciolatori, 100 ml, NS 29/32 , Ø Foro 2,5 mm, Rubinetto vetro                                                   | 1 pz.     |
| LLG09012757 | Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 14/23 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro                                                   | 1 pz.     |
| LLG09012764 | Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 29/32 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto PTFE                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012765 | Imbuti gocciolatori, 500 ml, NS 29/32 , Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto PTFE                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012769 | Imbuti gocciolatori, 250 ml, NS 29/32, Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012770 | Imbuti gocciolatori, 500 ml, NS 29/32, Ø Foro 4,0 mm, Rubinetto vetro                                                    | 1 pz.     |
| LLG09012766 | Imbuti gocciolatori, 1000 ml, NS 29/32, Ø Foro 6,0 mm, Rubinetto PTFE                                                    | 1 pz.     |
| LLG07601147 | Imbuti gocciolatori, 1000 ml, NS 29/32, Ø Foro 6,0 mm, Rubinetto vetro                                                   | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

