

**Rack per provette da centrifuga, ABS****Isolab**

Rack per provette da centrifuga, ABS. Il Rack viene fornito come unità pronta e non richiede nessun assemblaggio. Adatto ad essere utilizzato con provette aventi diametro fino a 16 mm. Il fondo di ogni provette ha un dito in silicone avvolgente che tiene il tubo in posizione centrale, non raccomandato per la sterilizzazione in autoclave. Per provette con diametro da 15 - 16 mm. Quantità provette 50 file provette 5 x 10.



Code	Description	Packaging
LLG06255802	Rack per provette da centrifuga in ABS, posti 5x10, Ø provette 15-16 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

