

**Crioprovette, PP, sterili****LLG Labware**

Crioprovette, in PP, sterili. Con forma a stella nel tappo a vite, per capsulatrici/decapsulatrici automatiche. Filettatura esterna o interna, a vite. Resistenti a temperature fino a -196°C . Non adatte per utilizzo in azoto liquido. Con area di scrittura, linea di riempimento e graduazioni stampate sul vial. Utilizzo semplice e sicuro. Bar-code stampato su ogni provetta. Prive di DNase/RNase. Provette e tappi autoclavabili a 121°C . Concezione omogenea: tutto prodotto in polipropilene, corpo singolo, tappo a vite unica-rotazione. Graduazioni stampate per misure accurate. Larga area bianca per poter scrivere i dati identificativi del campione. Confezionate in 2 sacchetti da 50 provette.



Code	Description	Packaging
LLG09401160	Crioprovette, PP, sterili, 1,2 ml, autoportanti, filettatura esterna	100 pz.
LLG09401161	Crioprovette, PP, sterili, 1,2 ml, autoportanti, filettatura interna	100 pz
LLG09401162	Crioprovette, PP, sterili, 2 ml, autoportanti, filettatura esterna	100 pz.
LLG09401163	Crioprovette, PP, sterili, 2 ml, autoportanti, filettatura interna	100 pezzi
LLG09401164	Crioprovette, PP, sterili, 2 ml, senza anello, filettatura esterna	2 x 50 pz
LLG09401165	Crioprovette, PP, sterili, 2 ml, senza anello, filettatura interna	100 pz.
LLG09401168	Crioprovette, PP, sterili, 5 ml, autoportanti, filettatura interna	100 pz.
LLG09401166	Crioprovette, PP, sterili, 5 ml, autoportanti, filettatura esterna	100 pz
LLG09401167	Crioprovette, PP, sterili, 5 ml, senza anello, filettatura interna	100 pz.

