



## Accessori per SHARPSAFE®

Accessori per SHARPSAFE®. Piede riutilizzabile e disinfettabile per superfici orizzontali. Aumenta la stabilità del contenitore e ne facilita l'uso con una sola mano per evitare incidenti. Sul fondo essi sono equipaggiati con una striscia adesiva riutilizzabile per posizionamento sicuro. Colore: bianco / giallo. Pulizia: disinfezione. Autoclavabili a 135°C per 20 minuti. Materiale: polipropilene. Paese d'origine: Unione Europea. Clip di sicurezza per montaggio su diverse superfici: pareti, barre tonde, barre quadrate, carrello. Montaggio universale per Sharpsafe® 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 9h L: click udibile quando il contenitore è correttamente alloggiato e assicurato. Grazie al poco spazio richiesto, i contenitori Sharpsafe® possono essere montati in modo molto sicuro. Consentono l'uso con una sola mano di Sharpsafe®. Lisci, senza sbalzi per igiene ottimale. Pulizia con salvietta disinfettante o per immersione. Materiale: clip in ABS, viti (incluse) in acciaio inox. Paese d'origine: Unione Europea.



Code	Description	Packaging
LLG09264218	Supporto per SHARPSAFE 1 L	1 pz.
LLG09264220	Supporto per SHARPSAFE 4/7 L	1 pz.
LLG09264221	Supporto per SHARPSAFE 9/13 L	1 pz.
LLG09264219	Supporto per SHARPSAFE 2/3 L ATTENZIONE! Ordine minimo 26 conf. o multipli di 26 conf.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

