

**Telcamere Tablet per Microscopio MOTICAM S2 & T2****Motic**

Telcamere Tablet per Microscopio MOTICAM S2 & T2. Una nuova dimensione di microscopia interattiva per scuole, laboratori ed industri e. Il sistema operativo Android e la Moticonnect T App inclusa consentono all'utilizzatore di catturare, vedere ed editare l'immagine e dal Vivo con un click. Caratteristiche come la misurazione di calibrazione, l'annotazione e la generazione di report completano la App Moticonnect. La capacità WiFi (Hot Spot) consente di condividere l'immagine Live fino a 6 dispositivi (Tablets, Smartphones, Lap tops, Computer etc.) allo stesso tempo. I dati disponibili possono essere processati con la App Moticonnect (dispositivi WiFi) o con Motic image plus 2.0 (PC e Mac). E' possibile anche condividere l'immagine Live tramite HDMI collegato ad un proiettore o ad un monitor. Moticam S2 7 Tablet Telecamera- Sensore: CMOS 1/2.5 5.0MP- Risoluzione Live: 1280 x 800 pixels (16:09) & 800 x 600 Pixel (4:3)- Risoluzione cattura immagine: 5.0MP (memoria interna o scheda SD)- Risoluzione cattura video: 720P (HD)- Uscita HDMI 1080P, Immagine e Live ad altri dispositivi WiFi con Android, iOS, PC, Mac ed HTML- Porte: SD card (fino a 32 GB), 3.5mm Audio, DC 5V power input, Mini HDMI output- Adattatore lenti: C-Mount- Batteria: 3.7V/3000mAh ricaricabile- La fornitura include: MicroSD 4Gb inclusa, cavo HDMI, Motic Images Plus 2.0 for PC e Mac- Vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Alimentazione 100V-240V (CE) Moticam T2 10 Tablet Telecamera- Sensore: CMOS 1/2.5 5.0MP- Risoluzione Live: 1280 x 800 pixels (16:09) & 800 x 600 Pixel (4:3)- Risoluzione cattura immagine: 5.0MP (memoria interna o scheda SD)- Risoluzione cattura video: 720P (HD)- Uscita HDMI 1080P, Immagine Live ad altri dispositivi WiFi con Android, iOS, PC, Mac ed HTML- Porte: SD card (fino a 32 GB), 3.5mm Audio, DC 5V power input, Mini HDMI output- Adattatore lenti: C-Mount- Batteria: 3.7V/3000mAh ricaricabile- Sistema operativo: Android 4.2- La fornitura include: MicroSD 4Gb inclusa, cavo HDMI, Motic Images Plus 2.0 for PC e Mac- Vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Alimentazione 100V-240V (CE)



Code	Description	Packaging
LLG04658359	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658365	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658375	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06253981	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658360	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658366	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658376	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06253980	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658361	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658367	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658371	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658377	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658300	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658312	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, DuraSeal, non sterile, pre-slit, 1 sacchetto da 500	500 pz.
LLG06251983	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Non sterile, 10 tappetini da 96	10 pz.
LLG06253949	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06254687	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658362	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658368	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658374	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04658378	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658363	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658369	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658379	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06253979	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658364	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Non sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658370	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Sterile, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG04658380	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06253982	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96	960 pz.
LLG06254390	Sistemi di chiusura Matrix™ SepraSeal, Tipo chiusura , Opener,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

