

**Centrifughe personali MiniSpin® e MiniSpin® plus****Eppendorf**

Centrifughe MiniSpin® e MiniSpin® plus.

Caratteristiche:

- Estremamente compatte con ingombro ridotto
- Molto silenziose
- Motore ad induzione esente da manutenzione
- Chiaro display digitale
- Basso riscaldamento delle provette anche dopo 20 minuti alla massima velocità (max. 12°C)
- Tasto per brevi centrifugazioni
- Coperchio ad apertura automatica
- Alimentatore di rete integrato
- Capacità: provette 12 x 1,5 / 2 ml
- Rotore autoclavabile (a 121°C, 20 min.)
- Tempo per portarsi a regime e tempo di frenata inferiore a 13 s (a numero di giri max.).

Caratteristiche aggiuntive MiniSpin®

- Rotore standard in alluminio anodizzato compreso
- Timer regolabile fino a 30 minuti

Caratteristiche aggiuntive MiniSpin® plus

- Rotore in alluminio Black Line compreso
- Visualizzazione rpm / RCF
- Timer regolabile fino a 90 minuti
- Opzione centrifugazione permanente



Code	Description	Packaging
LLG09776487	Adattatore per microprovette da 0,4 ml	6 pz.
LLG09776488	Adattatore per microprovette da 0,5 ml e da 0,6 ml	6 pz.
LLG09776500	Centrifuga MiniSpin®	1 pz.
LLG09776501	Personal Centrifuge MiniSpin® plus	1 pz.
LLG09776504	Adattatore per microprovette da 0,2 ml x PCR	6 pz.
LLG09776521	Rotore F-55-16-5-PCR con coperchio	1 pz.
LLG09776522	Coperchio in acciaio inox per rotore F-55-16-5-PCR	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

