

**Set per campionamento con kit spatole SteriPlast, sterili****Bürkle**

Set per campionamento con kit Spatole SteriPlast, sterili. Il kit SteriPlast è la combinazione ideale per campionare dove la purezza e la sterilità sono essenziali. Tutte le parti sono sterilizzate a raggi gamma ed adatte per uso con alimenti. Le spatole sono prodotte in camera bianca e confezionate individualmente. Il sacchetto per campioni SteriBag Premium ha una guarnizione integrata ed è a tenuta di liquido. Un codice unico di tracciabilità sia sul sacchetto che nel campo a strappo, garantisce completa documentazione e tracciabilità. La fornitura include: 10 x spatole SteriPlast con profondità di immersione 150 mm e 10 x sacchetti SteriBag Premium da 300 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06283733	Set per campionamento SteriPlast Kit, sterile, spatole e sacchetti	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

