

**Set per campionamento SteriPlast Kit, sterile****Bürkle**

Set per campionamento SteriPlast Kit, sterile. Il Kit SteriPlast è la combinazione ideale per campionare dove la purezza e la sterilità sono essenziali. Tutte le parti sono sterilizzate a raggi gamma ed adatte per uso con alimenti. Le palette o le spatole sono prodotte in camera bianca e confezionate individualmente. Il sacchetto per campioni SteriBag Premium anti-manomissione ha una guarnizione integrata ed è a tenuta di liquido. Un codice unico di tracciabilità, sia sul sacchetto che nel campo a strappo, garantisce completa documentazione e tracciabilità. La fornitura include: 10 x palette SteriPlast da 50 ml e 10 x sacchetti SteriBag Premium da 300 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06283732	Set per campionamento SteriPlast Kit, sterile, palette e sacchetti	1 kit



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

