



Bilance di precisione Secura

Bilance di precisione Secura®. Secura® ti dà la sicurezza e la tranquillità di sapere che tutto è stato fatto nel modo giusto. Oltre a fornire risultati di pesatura di alta precisione e con funzionamento conveniente, Secura® dispone anche di sistemi di protezione integrati per fornire in modo sicuro e protetto, completa affidabilità e conformità alle normative. Guida in tempo reale per il livellamento, la regolazione interna automatica e 100% tracciabilità, chiara documentazione del campione e identificatori del lotto rendono più efficiente il vostro lavoro in laboratorio.

- Prestazioni al Top
- Funzionamento intuitivo
- Schermo antivento ergonomico
- Regolazione interna automatica
- Messa a livello in tempo reale

Caratteristiche


124/213/224/313/513/613 | 612/1102/2102/3102/5102/6102

Dimensioni esterne (L x P x H): 360 x 216 x 320 mm | 360 x 216 x 95 mm

Peso 5,1 kg | 5,2 kg

Altezza spazio pesatura: 209 mm | -

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG07644579	Bilance di precisione Secura®, Tipo SECURA225D-1CEU, Portata 220 g, Precisione 0,1 mg, Riproducibilità 0,07 ± mg, Linearità 0,2 ± mg, Diam. piastra 80 mm	1 pz
LLG06262434	Bilance SECURA124-1S, 120g, prec.0,1mg, ripr.±0,1mg, linear.±0,2mg, Ø 90mm	1 pz.
LLG06262432	Bilance SECURA224-1S, 220g, prec.0,1mg, ripr.±0,1mg, linear.±0,2mg, Ø 90mm	1 pz.
LLG06286753	Bilance di precisione Secura®, Tipo SECURA324-1S, Portata 320 g, Precisione 0,1 mg, Riproducibilità 0,1 ± mg, Linearità 0,3 ± mg, Diam. piastra 90 mm	1 pz
LLG06311015	Bilance di precisione Secura®, Tipo SECURA324-1CEU, Portata 320 g, Precisione 0,1 mg, Riproducibilità 0,1 ± mg, Linearità 0,3 ± mg, Diam. piastra 90 mm	1 pz
LLG06282260	Bilance SECURA125-1S, 120g, prec.0,01mg, ripr.±0,02mg, linear.±0,1mg, Ø80mm	1 pz.
LLG06274273	Bilance di precisione SECURA225D-1S, 220 g, Prec. 0,1 mg, Ripr. ±0,07 mg, Linearità ±0,2 mg, Ø piastra 80 mm	1 pz

