



Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianche

Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco Prodotte in cartone, rivestite in plastica: Senza divisori. Quadrate. Per stoccaggio campioni. Con coperchio. Altri dimensioni e colori disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06290869	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 133x133 mm, H 50 mm	10 pz.
LLG06290878	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 133x133 mm, H 75 mm	10 pz
LLG06290879	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 133x133 mm, H 100 mm	10 pz
LLG06290870	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 136x136 mm, H 50 mm	10 pz.
LLG06290873	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 136x136 mm, H 100 mm	10 PZ
LLG06290877	Scatole criogeniche, rivestite in plastica, bianco, 136x136 mm, H 75 mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

