



Pinzetta di precisione, anti-magnetica, anti-acida, con punte sostituibili

Ideal-tek

Pinzetta di precisione, anti-magnetica, anti-acida, con punte sostituibili. Pinzette in acciaio di alta qualità da 130mm con punte sostituibili in plastica forte. Punte in plastica del tipo CF (fibra di carbonio), maniglie in acciaio inox antiacido anti-magnetico. Per applicazioni di laboratorio in ambienti chimici moderatamente aggressivi. Punta PA66 / CF30 in poliammide 66 rinforzata con il 30% di fibra di carbonio. Rigidità molto alta, ottima resistenza alla trazione e resistenza alla flessione, resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'usura e all'abrasione. Non resistente ad acidi e alcali forti e all'acqua o al vapore caldi. Coefficiente molto basso di espansione termica lineare. Pinzetta acciaio inossidabile tipo SA, contiene dal 16,5 al 18,5% di cromo, nichel e molibdeno come elementi leganti addizionali. Non magnetizzabile.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06272052 | Set di punte sostituibili per LLG06272052, plastica, 2 punte, 3 viti | 1 pz. |
| LLG06266881 | Set punte per pinzetta, 2 punte, 3 viti per cod. LLG06266879 | 1 pz. |
| LLG06272051 | Set punte sostituibili per LLG06272049, plastica, 2 punte, 3 viti | 1 pz. |
| LLG06272050 | Pinzette antimagnetiche antiacido, punte sostituibili curve, fini, L.130mm | 1 pz. |
| LLG06266879 | Pinzetta 130 mm anti-magnetica antiacida, punta fibra carbonio sostituibile | 1 pz. |
| LLG06266878 | Pinzette di precisione, punte fini intercambiabili, lungh. 130mm | 1 pz. |
| LLG06272049 | Pinzette antimagn. antiacido, punte sostituibili, larghe e piatte, L.130mm | 1 pz. |
| LLG06266880 | Set punte per pinzetta, 2 punte, 3 viti per cod. LLG06266878 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

