



## Tamponi Precision

Ideal-tek

Tamponi-Precision sono progettati per l'uso in vari ambienti e applicazioni. Sono ideali per l'uso con sgrassatori puliti, pulitori testa, per rimozione flusso e altri solventi per una pulizia veloce e di precisione.

Tamponi con avvolgimento schiuma.

- Durevoli tamponi avvolti con la schiuma progettati per applicazioni precise.
- Buon intrappolamento di particelle e buon funzionamento come applicatori di solventi
  - La piccola punta permette l'uso in aree di accesso molto ristrette
  - L'avvolgimento in schiuma offre una resistenza superiore all'abrasione per la rimozione di contaminanti difficili
  - Il terminale appuntito funziona bene soprattutto come uno stuzzicante
  - Tamponi sigillati con poliestere
  - Tamponi per tutti gli usi molto pulito e durevole
  - Con entrambe le estremità in tessuto a maglia/ non tessuto, questi tamponi resistono agli acidi e ai solventi
    - Bordi sigillati che danno alta resistenza, senza perdite di fibre sciolte o particolato
    - Ideali per il lavaggio forte intorno a forme sollevate
    - Il processo in camere bianche fornisce i più bassi residui ionici e particelle contaminanti più bassi, non volatili.
  - Tamponi sigillati con schiuma
  - Economici tamponi di uso generale
  - Miglior ritenzione di solvente
  - Eccellente intrappolamento delle particelle
  - La struttura a celle aperte dà la migliore possibilità di trattenere solvente di qualsiasi altro stile di tampone
    - Assenza di collanti o leganti che possono contaminare il processo
    - Costruzione senza-fibre che non genera particelle.



- Adatti per camere pulite ISO Classe 4 e superiori.

Code	Description	Packaging
LLG06318871	Tamponi Precision, Lungh. 80 mm, Testata 2,7 x 3,3 mm, Testata appuntita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318371	Tamponi Precision, Lungh. 150 mm, Testata 4,7 x 5,4 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere/Nylon, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz



Code	Description	Packaging
LLG06318868	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 2,4 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318870	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 1,0 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG04655171	Tampone, testa in poliestere/nylon dim. 4,7x5,4mm, stelo PP, lungh.150mm	125 pz.
LLG06266882	Tampone, testa in PU schiuma dim. 3,7x3,7mm, stelo nylon, lungh.70mm	125 pz.
LLG06266884	Tampone, testa in poliestere/PP dim. 2,4x3 mm, stelo PP, lungh.70mm	125 pz.
LLG06266885	Tampone, testa in poliestere dim. 1,6x3 mm, stelo PP, lungh.70mm	125 pz.
LLG06266886	Tampone, testa in poliestere dim. 1x3 mm, stelo PP, lungh.70mm	125 pz.
LLG06266887	Tampone, testa in PU schiuma dim. 3,3x3,5 mm, stelo PP, lungh.70mm	125 pz.
LLG06266888	Tampone, testa in PU schiuma dim. 2,7x3,3 mm, stelo PP, lungh.80mm	125 pz.
LLG06266889	Tampone, testa in PU schiuma dim. 2,5x3 mm, stelo PP, lungh.68mm	125 pz.
LLG06318847	Tamponi Precision, Lungh. 80 mm, Testata 2,7 x 3,3 mm, Testata appuntita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318869	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 1,6 x 3,0 mm, Testata arrotondata, Materiale Testata Poliestere, Materiale stelo PP, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz
LLG06318867	Tamponi Precision, Lungh. 70 mm, Testata 3,7 x 3,7 mm, Testata punta rivestita, Materiale Testata PU-Schiuma, Materiale stelo Nylon, Camera bianca Classe ISO 4	100 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

