

**Vortex uniTEXER 4 digital****LLG Labware**

Vortex digitale uniTEXER 4. Agitatore vibrante compatto con motore privo di spazzole. Controllo della velocità continua fino a 4200 rpm, per risultati di miscelazione ottimali. Il display digitale mostra alternativamente la velocità e il tempo impostati.

- Modalità a impulsi programmabile.
- Interruttore a 3 criteri: on/off/touch.
- Temporizzatore regolabile da 1 min fino a 999 min.

La fornitura comprende: vortex, adattatore per provette coniche, adattatore a disco circolare, presa universale.

Caratteristiche

Tipo di movimento: orbitale;

Diametro dell'orbita: 4 mm;

Intervallo di velocità: 300 ... 4200 rpm

Dimensioni (L x p x A): 205 x 136 x 138.5 mm;

Peso: 2.8 kg;

Alimentatore: 110 ... 240 V, 50/60 Hz;

Codice IP: IP 42;

Garanzia: 3 anni.



Code	Description	Packaging
LLG06263500	Vortex digitale uniTEXER 4	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

