

**Bicchiere vetro DURAN® forma bassa****DWK Life Sciences**

Bicchiere in vetro DURAN® forma bassa. DIN 12331. ISO 3819. Con scala di facile lettura e largo campo scrivibile per facile marcatura, in ceramica bianca, altamente durevole. Grazie allo spessore delle pareti, questi beakers sono adatti per uso come contenitori per riscaldamento. Vetro Tipo I / vetro neutro secondo USP, EP e JP. Con codice di rintracciabilità (Identificazione Lotto) tranne i volumi da 5ml, 10ml e 25ml. Certificato disponibile online. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG04665744	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 800ml, Ø 100mm, H 135mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG04665753	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 50ml, Ø 42mm, H 60mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG04665754	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 10ml, Ø 26mm, H 35mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013053	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 800 ml, Ø 100 mm, Altezza 135 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665747	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 1000ml, Ø 105mm, H 145mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013054	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 1000 ml, Ø 105 mm, Altezza 145 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665746	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 25ml, Ø 34mm, H 50mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013063	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 2000 ml, Ø 132 mm, Altezza 185 mm	1 pz
LLG09013068	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 3000 ml, Ø 152 mm, Altezza 210 mm	1 pz
LLG09013073	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 5000 ml, Ø 170 mm, Altezza 270 mm	1 pz
LLG04665750	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 150ml, Ø 60mm, H 80mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG04665749	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 250ml, Ø 70mm, H 95mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013086	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 10000*/** ml, Ø 217 mm, Altezza 350 mm	1 pz
LLG04665752	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 5ml, Ø 22mm, H 30mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013007	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 5 ml, Ø 22 mm, Altezza 30 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013008	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 10 ml, Ø 26 mm, Altezza 35 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013014	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 25 ml, Ø 34 mm, Altezza 50 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013017	Bicchiere, a forma bassa, DURAN, 50 ml, Ø 42 mm, Altezza 60 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04665751	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 100ml, Ø 50mm, H 70mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013024	Bicchiera, a forma bassa, DURAN, 100 ml, Ø 50 mm, Altezza 70 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013029	Bicchiera, a forma bassa, DURAN, 150 ml, Ø 60 mm, Altezza 80 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013036	Bicchiera, a forma bassa, DURAN, 250 ml, Ø 70 mm, Altezza 95 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665748	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 400ml, Ø 80mm, H 110mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013041	Bicchiera, a forma bassa, DURAN, 400 ml, Ø 80 mm, Altezza 110 mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665745	BEAKER, DURAN, forma BASSA, 600ml, Ø 90mm, H 125mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013048	Bicchiera, a forma bassa, DURAN, 600 ml, Ø 90 mm, Altezza 125 mm ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

