

**Bicchiere vetro DURAN® forma alta****DWK Life Sciences**

Bicchiere in vetro DURAN® forma alta. Vetro DURAN® forma alta, con graduazione approssimativa e becco. Conforme ai requisiti DIN 12331 e ISO 3819. Con codice di rintracciabilità (identificazione Lotto), certificato disponibile online. Con scala di facile lettura e largo campo scrivibile per facile marcatura, in ceramica bianca altamente durevole. Grazie allo spessore delle pareti è adatto per uso come contenitore per riscaldamento. Vetro tipo I / vetro neutro secondo USP, EP e JP. Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG04665757	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 800ml, Ø90 mm, H 175mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG04665761	BEAKER, DURAN. FORMA ALTA, 400ml, Ø70 mm, H 130mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG04665762	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 50ml, Ø38 mm, H 70mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013163	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 2000 ml, Ø 120 mm, Altezza 240 mm	1 pz
LLG09013168	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 3000 ml, Ø 135 mm, Altezza 280 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG04665759	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 150ml, Ø 54mm, H 95mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013117	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 50 ml, Ø 38 mm, Altezza 70 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665755	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 100ml, Ø 48mm, H 80mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013124	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 100 ml, Ø 48 mm, Altezza 80 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013129	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 150 ml, Ø 54 mm, Altezza 95 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665758	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 250ml, Ø 60mm, H 120mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013136	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 250 ml, Ø 60 mm, Altezza 120 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013141	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 400 ml, Ø 70 mm, Altezza 130 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665760	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 600ml, Ø 80mm, H 150mm, con becco, graduato	10 pz.
LLG09013148	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 600 ml, Ø 80 mm, Altezza 150 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG09013153	Bicchiere, a forma alta, DURAN, 800 ml, Ø 90 mm, Altezza 175 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG04665756	BEAKER, DURAN, FORMA ALTA, 1000ml, Ø 95mm, H 180mm, con becco, graduato	10 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09013154	Bicchiera, a forma alta, DURAN, 1000 ml, Ø 95 mm, Altezza 180 mm, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

