



Accessori per agitatori meccanici

BOLA

Accessori per agitatori meccanici.



Code	Description	Packaging
LLG06228500	Stativo con base ad universale S2 XXL	1 pz.
LLG07047043	Asta-flessibile con mandrino, 8 mm	1 pz.
LLG07621811	Stativo telescopico	1 pz.
LLG09816562	Morsetto per stativo per aste da 13 - 32 mm	1 pz.
LLG09816564	Stativo S 2, 425 x 420 x 700 mm, 5,8 kg	1 pz.
LLG09816566	Protezione per asta di agitazione, plexiglass, altezza regolabile	1 pz.
LLG09816508	Morsetto da 8 mm per RZR 1	1 pz.
LLG09816563	Mandrino da 10 mm	1 pz.

