



Sedute da laboratorio, GMP

Sedute da laboratorio, GMP. Grazie alla loro ergonomicamente corretta progettazione, le sedie da lavoro WERKSITZ incoraggiano una seduta dinamica e al tempo stesso promuovono una corretta postura in ogni posizione. Sedili e schienali dal design ergonomico offrono un'utile e piacevole distribuzione della pressione e comfort climatico. Tutti i materiali sono lavabili e resistenti ai disinfettanti. Le posizioni dei sedili possono essere facilmente regolate, con pochi e rapidi movimenti. Parti tubolari cromate, regolazione in altezza con molla di sicurezza a gas, base a cinque razze in pressofusione di alluminio lucidato con funzione del carico e ruote frenanti. Klimastar: sedili e schienali completamente perforati, massima circolazione dell'aria, climatizzazione ottimale della seduta, ammortizzatori smontabili. Werksitz: similpelle certificato DIN 53160: resistente ai disinfettanti, resistente al sangue, resistente alle urine, resistente alla saliva, resistente al sudore.



Code	Description	Packaging
LLG09732221	Sedia da laboratorio alta, schienale, h 640-880mm, bianca	1 pz.
LLG09732223	Sgabello con schienale, h 510-660mm, bianco	1 pz.
LLG09732224	Aiuto per star in piedi, h 700-910mm, bianco	1 pz.
LLG09732222	Sedia da laboratorio guida step-up, schienale, h 460-640mm, turchese	1 pz.
LLG09732220	Sedia da laboratorio Klimastar, braccioli, schienale, h 450-620mm, turchese	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

