



Bottiglie a bocca larga con fondo flangiato, GLS 80®, DURAN®, con tappo a vite. Bottiglie a bocca larga con tre deflettori verticali nella superficie interna che interrompono un moto vorticoso. I deflettori migliorano la circolazione da sopra a sotto e producono una maggiore miscelazione radiale. Essi offrono anche altri vantaggi come sopprimere la formazione di un vortice centrale e ridurre le zone morte dove non si verifica la miscelazione.

- Compatibili sia con l'agitatore magnetico DURAN® GLS 80® che con altre aste di agitazione
- Prodotte da vetro DURAN® borosilicato 3.3
- Completamente autoclavabili
- L'ampio diametro interno di 65 mm delle bottiglie a bocca larga GLS 80® garantisce facile accesso al contenuto e facile pulizia
- Il deflettori sono modellati nella parete laterale di vetro delle bottiglie e formano una superficie interna liscia continua che facilita la pulizia
- Compatibili con l'intero range di sistemi di tappi di collegamento GLS 80® per aggiunta o rimozione di liquido quando si agita con ancoretta magnetica
- Le bottiglie si caratterizzano per una scala graduata di volume di facile lettura
- Con anello salvagoccia

Applicazioni

- Aerazione
- Dissoluzione
- Emulsificazione
- Omogenizzazione
- Miscelazione
- Sospensione



Code	Description	Packaging
LLG06270536	Bottiglia bocca larga, fondo flangiato, GLS 80, 1000 mL, Ø101 mm, h 222 mm	1 pz.
LLG06270534	Bottiglia bocca larga, fondo flangiato, GLS 80, 250 mL, Ø95 mm, h 105 mm	1 pz.
LLG06270535	Bottiglia bocca larga, fondo flangiato, GLS 80, 500 mL, Ø101 mm, h 152 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

